



CHU Saint-Pierre
UMC Sint-Pieter

DRAGEN VAN EEN HARTSLAGMETER (ROOTI)



Gebruiksaanwijzing voor de hartslagmeter
die u voor enkele dagen heeft gekregen.



Een Rooti is een klein, draagbaar Holter-apparaat dat uw hartslag tot 7 dagen lang registreert. Als u last hebt van een allergie, meld dat dan onmiddellijk aan de verpleegkundige.

VOORZORGSMAATREGELEN



✓ **ALLE DAGELIJKSE
ACTIVITEITEN EN SPORT**



✓ **DOUCHE**

✗ **BAD**

✗ **ZWEMBAD**



✗ **GEEN ELEKTRISCHE
DEKENS**



⚠ **ALS DE PLAKKERS LOSLATEN,
ZORG ER DAN VOOR DAT U ZE
ÉÉN VOOR ÉÉN **OP DEZELFDE**
PLEK WEER TERUG PLAKT**

NA DE REGISTRATIE

1

De verpleegkundige zal u vertellen wanneer u de plakkers mag verwijderen. Daarna mag u de 2 ronde plakkers losmaken en weggooien.

2

U brengt de Rooti zo snel mogelijk terug volgens de instructies van de verpleegkundige:

UMC SINT-PIETER
CAMPUS HALLEPOORT
ROUTE 305
Wolstraat 105
1000 Brussel

3

De resultaten worden geanalyseerd en vervolgens naar uw huisarts gestuurd.

⚠ **Als het apparaat een rood knipperend licht geeft, neem dan contact op met de verpleegkundige op 02/535 33 65. Dat rode lampje geeft aan dat de plakker mogelijk geen goed contact maakt of dat de batterij van de Rooti bijna leeg is.**



**CHU Saint-Pierre
UMC Sint-Pieter**

Campus Hallepoort

Hoogstraat 322, 1000 Brussel
+32 (0)2 535 31 11
www.stpierre-bru.be

CONTACT

Cardiologie dienst

📍 Wolstraat 105, 1000 Brussel
☎ 02/535.33.51